

Halogén nedvességmeghatározók

XY-MW típusú halogén nedvességmeghatározók:

- Halogén lámpa/HBM érzékelő
- Alumínium burkolat / rozsdamentes acél kamra
- LCD kijelző
- Hőmérséklet/idő beállítása
- A nedvességtartalom/száraz anyag százalékos aránya
- Előzmények tárolása
- További opciók: alumínium doboz/nyomtató



Árak:

XY-105MW: 165.200,- Ft+áfa/készülék

XY-100MW: 240.000,- Ft+áfa/készülék

Műszaki jellemzők:

Típus	XY-105MW	XY-100MW	Típus	XY-105MW	XY-100MW
Kapacitás	110g		Hőmérséklet-tartomány	40°C-199°C	
Olvashatóság	0.005g	0.001g	Hőm. beosztás	1°C	
Üzemi hőmérséklet	5°C-35°C		Nedvesség - tartomány	0.00%-100.00%	
Kijelző	LCD (fehér háttérvilágítással)		Nedvesség - leolvashatóság	0.10%	0.01%
Kalibrálás	külső		Száraz-tartomány	100.00%-0.00%	
Interfész	RS232/RJ45/USB...		Száraz-leolvashatóság	0.10%	0.01%
Tányérméret	Ø90mm		Hőmérséklet-beállítás	40°C-199°C; 1°C-os léptékkel	
Csomagolási méret	490x350x360mm		Idő beállítása	1-99perc; 10mp-es léptékkel	
Bruttó súly	7.5kg		Tároló kapacitás	15	
Fűtés	halogén lámpa-1		Teljesítmény	220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W	
Hőmérséklet - érzékelő	PT100		Hálózati feszültség	bemenet: 220V 50HZ/110V 60HZ kimenet: 9V	

További információért, árajánlatért vegye fel a kapcsolatot velünk!

LAB-EX Laborkereskedelmi Kft.

E-mail: labex@labex.hu

Tel.: 06-1-206-2455

Web: www.labex.hu