



MINIKATALÓGUS

*Analitikai műszerek,
általános laboreszközök és
laboratóriumi célkészülékek
kedvezményes áron!*





Kromatográfia

- Prep, SFC
- Flash kromatográfok
- RediSep flash oszlopok



Pumparendszerek

- SyriXus fecskendőpumpák
- ReaXus HPLC pumpák
- Folyamatos üzemű duál pumpák





Mérlegek, mikroszkópok és tartozékok széles választékban a jól ismert német gyártótól

Precíziós mérlegek

- Precíz számlálás
- A számlálási műveletek összesítése
- Levehető fém burkolat pipetta nyílással



Analitikai mérlegek

- Ergonomikusan optimalizált billentyűzet bal- és jobbkezes felhasználók számára
- Nagy üveg huzatvédő pajzs 3 tolóajtóval a mérendő tárgyak könnyű eléréséhez
- Kompakt méret, praktikus kis helyekre



Precíziós mérlegek

Szárító program

- - Jelenlegi nedvességtartalom %-ban
- - Szárítási mód/Állapotjelző szárítás



Megfigyelési ablak a minta felett, hasznos a kezdeti beállítás során





Kémiai reaktorok



Reaktoredények

Technikai információ:

Típus	Méret	Max. nyomás (bar)	Max. hőmérséklet °C
4700	22 & 45 mL	1700 (115)	300
4740	25 & 75 mL	8500 (586)	538
4750	125 & 200 mL	3000 (207)	350
4790	25-100 mL	3000 (207)	350
4790HP	25-100 mL	5000 (345)	350
4790HP/HT	25-100 mL	5000 (345)	500
4760	100-600 mL	3000 (207)	350
4760HT	300-600 mL	2000 (138)	500
4600	1000-2000 mL	1900 (131)	350
4600HP	970-1900 mL	2900 (200)	350
4625	600-1200 mL	5000 (345)	350
4650	250-1000 mL	6000 (413)	600
4660	1 & 2 gallon	1900 (131)	350
4680	1000 & 1800 mL	6000 (413)	600
4670	1 & 1.5 gallon	3000 (207)	500
4675	2.6 & 5 gallon	1900 (131)	350





Kaloriméter

6100 CLEF kaloriméter
kompenzált köpenyes



9001-2015



Technikai információ:

tartozék:	kivehető 1108P bomba és kosár
mintaszám:	4-7 minta óránként
pontosság:	0.1 – 0.2% pontosság
hőmérsékleti felbontás:	0.0001 C° hőmérsékleti felbontás
kaloriamintaszám:	52 – 12000 kaloria tartomány választott edénytől függően

linearitás:	0.05%
kommunikáció típusa:	SD memória and TCP/IP hálózati kommunikáció
USB:	USB csatlakozó a mérleghez és nyomtatóhoz
feltöltés:	internetes feltöltési lehetőség lehetséges
méret:	57 x 40 x 43 cm



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

Autokláv



3870 ELV-D

Automatikus vertikális autokláv



Tuttnauer

Technikai információ:

kamra méret:	380 x 690 mm
kamra kapacitás:	85 l
méret (külső):	730 x 1000 x 540 mm

- gyors hűtés
- hatékony szárítás
- biológiailag veszélyes anyagok és hulladékok sterilizálása
- speciális vezérlőrendszer
- automatikus ajtózáró rendszer
- rozsdamentes-acél kamra és ajtó
- 8 gyári ciklusprogram
- többszínű kijelző
- opcionális nyomtatás funkció



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

Bioreaktorok gyártása 1 litertől 20.000 literig.



Bi●reactors.net



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu



A lengyel Hydrolab laboratóriumi víztisztítói minden laborokban előforduló alkalmazásra megfelelnek. A berendezéseket a kiváló minőség, az elegáns megjelenés és a költséghatékony üzemeltetés jellemzi.



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

DW-86L490J Ultramélyhűtő 490 L



DW-86L51J Ultramélyhűtő 51 L

Haier Biomedical

Intelligent Protection of Life Science

Kiemelt partnerünk további termékeit keresse
a www.labex.hu weboldalon, vagy írjon
nekünk a labex@labex.hu e-mail címre!

- vakcinatárolásra tervezett hűtők
- cryo hűtők
- laboratóriumi hűtők
- mélyhűtők
- ultramélyhűtők
- vérhűtők
- backup rendszerek



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

Termosztát szekrények

-86°C - 300 °C



Fitotron kamrák

KK115 FIT

Fitotron kamra fénycsővel
vagy LED megvilágítással

Páratartalom csökkentő készülék



CRYDET 

HumiNo

Légáramoltatással működő,
pára megkötésére szolgáló eszköz

A HumiNo beépített ventilátor
segítségével megköti a levegő ned-
vességtartalmát. Ipari és laboratóriumi
felhasználású száraz kamrákba illetve
inkubátorokba tervezték.



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

Liofilizáló

LABFREEZ®

LAB-1F-50

- LCD érintőképernyő
- Programozható fagyasztás, szárítás és felolvasztás
- Jégkondenzér kapacitás: 3 L/nap
- Hasznos felület: 0,12 m²
- Automatikus jégleolvasztás



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

Vákuumpumpák, szűrőrendszerek

Rocker 300 Vákuumpumpa

Kiemelt gyártópartnerünk készülékei
számos területen alkalmazhatók:

- Vákuumszűrés
- Vákuumszárítás
- Rotációs vákuumbepárlókhoz
- Extrakciós folyamatokhoz
- Mikrobiológiai műveletekhez
- ...és még számos más folyamathoz.



- olajmentes
- karbantartást nem igényel
- végvákuum: 99 mbar
- maximális térfogatáram: 20 L/perc



labex@labex.hu



+36-1-206-2455




www.labex.hu

Analitikai HPLC -kvaterner

RIGOL
Beyond Measure

L-3000 sorozat

- kiváló ár-érték arány
- csúcs minőség
- saját szakszerviz
- hazai referenciák



Az ár tartalmazza:

- kvaterner pumpa
- oszloptermosztát
- UV detektor
- auto sampler
- Clarity vezérlő szoftver
(komplett PC)



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu



MD200-1A Nitrogénbepárló

ALLSHENG

- Nagy pontosság
- Széles hőmérséklet-szabályozás
- Nagy számú minta független kezelése
- Állítható légáramlat

-Alacsony nitrogénfogyasztás: 330 ml/perc/minta



Technikai információ:

Hőmérséklet tartomány	SzH.+5 °C ~ 150 °C
Felfűtési idő 40 ~ 150 °C	≤ 30 perc
Tűhossz	80 mm
Nitrogénfogyasztás	0 ~ 15 L/perc

További modellek és fogyóanyagok szintén elérhetők kínálatunkban.



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

Klinikai centrifuga DM0412



- sebesség: 300-4.500 rpm
- LCD kijelző
- futási idő: 30mp-99perc/folyamatos
- gyors centrifugálás funkció
- méret: 301×354×217mm



A rotort és az adaptereket az ár tartalmazza, melyek sztenderd vércsövek és centrifugacsövek centrifugálására alkalmasak.



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu



Herolab



Asztali és álló centrifugák centrifugacsövek nagy választékban

Német minőséggel

1,5ml-től 6x1000ml-ig és akár 30.000 rpm-ig
Már robotizált változatban is kapható
(max. 4x500ml 13.500rpm)



UV Transzilluminátorok



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

A Hanon F sorozatú hűtő és fűtő keringetős széles körben használható olaj, fizikai, kémiai, gyógyszeripari, környezetvédelmi és egyéb tudományos, precíziós hőmérséklet-szabályozó berendezésekben.

Alkalmazás: Fűtést és hűtést igénylő kísérlet, fermentációs tartály, polariméter, refraktométer, spektrofotométer, elektroforézis rendszer, kromatográfiás oszlop, viszkoziméter, rotációs párologtató eszköz, reométer.



Hanon mikrohullámú feltáró



A TANK eco mikrohullámú feltáró/ extrakciós rendszer a Sineo 30 éves mikrohullámú kutatás-fejlesztési tapasztalatát foglalja magába, és a piacon található alkalmazások széles körére készült. Széles körben használják nehézfémek elemzésére, szerves szennyező anyagok kivonására, anyagok szintézisére stb. A TANK eco biztonságos működéssel, jó rugalmassággal és nagy tartóssággal rendelkezik. A szabadalmaztatott nagynyomású feltáróedény kialakítása (találmányi szabadalom: CN 102901663B) jelentősen javította a nehéz minták feltárási képességét, amely több biztonsági mechanizmussal is fel van szerelve a biztonságos működés biztosítása érdekében.


Spektrofotométer

Technikai információ:

hullámhossz-tartomány:	325/190 - 1000/1100 nm (VIS/UV+VIS)
kijelző típusa:	LCD
résznyílás:	4nm vagy 2nm (VIS/UV+VIS)
adatkezelés:	adatletöltés memóriából vagy készülék-vezérlés Windows program segítségével

- háttérvilágítású LCD képernyő
fényerő-szabályzóval
- rendszerszintű adattárolás

- hullámhossz automatikus beállítása
- szoftveres PC-vezérlés (Wave Professional)
- 4 vagy 8 helyes, akár motorizált mintatartó



SP-V1000
egysugaras spektrofotométer



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu



Új 2022-ben. A T85 egy valódi kétsugaras UV-látható spektrofotométer 190-1100 nm hullámhossz-tartományban, 1,8 nm-es fix sávszélességgel (T85) VAGY 0,5, 1,0, 2,0 és 4,0 nm-es változó sávszélességgel (T85+). A rendszer teljes mértékben egy nagyméretű 10 hüvelykes érintőképernyőn keresztül vezérelhető, és teljes mértékben megfelel a CFR21 11. részének.



Kiemelt gyártópartnerünk modelljei lehetővé teszik a teljes ozmolalitás mérését egészen kis térfogatú mintából gyorsan és egyszerűen.

Ozmolalitás mérés - krioszkópikus ozmométerek

Osmomat basic

-50 µl mintatérfogat



Osmomat standard



- vonalkódolvasó csatlakoztatható
- számítógép csatlakoztatható
- akár sajátkészítésű kalibráló sztenderdek használata
- 50 µl mintatérfogat; opcionálisan 15 µl-es mintatérfogatú kivitel





Teledyne Falcon miniGC

A hagyományos kromatográfoknál 10-50-szer gyorsabb analitikai ciklusokkal a Falcon sorozatú ultragyors gázkromatográf (GC) jelentősen javítja a válaszidőt a laboratóriumi, technológiai és terepi alkalmazások széles körében. Kevesebb időt kell várni az eredményekre, ami nagyobb termelékenységet és a mért folyamatok időben történő ellenőrzését jelenti. A termékkibocsátás, a minőség és a jövedelmezőség nő, miközben a helyszíni elemzés praktikusabbá és megbízhatóbbá válik. A Falcon sorozatú GC hihetetlen sebessége egy új ultrarövid szimulált desztillációs módszert inspirált. Az ASTM D7798 módszer a korábbi módszerhez (D2887) képest közel 6-szor gyorsabban képes szimulált desztillációt végezni, kiváló ismételhetőség és reprodukálhatóság mellett. A hagyományos gázkromatográfiához szükséges légfürdős oszlopkemencék kiiktatása drasztikusan csökkenti a Falcon sorozatú GC alapterületét. Ennek ellenére a Falcon sorozat a sokkal nagyobb, nagyobb hőtömegű, hagyományos GC-k minden funkcionalitását biztosítja. A Falcon sorozatú GC kisebb mérete hatékonyabb helykihasználást és végső soron nagyobb nyereséget jelent a felhasználó számára.



Bettersize ST részecske- elemző




A Bettersizer ST egy ipari minőségellenőrzésre tervezett, lézer diffrakciós részecskeméret-elemző automatizált készülék. A szabadalmaztatott DLOS (Dual Lens Optical System) garantálja, hogy a műszer konzisztens és megbízható részecskeméret-eloszlási eredményeket szolgáltat. A SOP (Standard Operating Procedure) és az automatizált elemzési eljárásokat úgy tervezték, hogy értékes időt takarítson meg a minőségellenőrzéshez. Hagyja ki a bonyolult műveleteket a Bettersizer ST-vel: egyszerűen kattintson a "Start" gombra, adja hozzá a mintát, és a Bettersizer ST elvégzi Ön helyett a részecskeméret-eloszlás elemzést.

3P pórusméret meghatározás

BET felület: A BET-elmélet szerinti fajlagos felület a porok jellemzésére szolgáló általános paraméter. Különböző műszereket kínálunk, amelyek az adott alkalmazási területekre, például a kutatás-fejlesztésre, a minőségbiztosításra, valamint az ömlesztett import és export ellenőrzésére szabottak.



Characterization of
particles · powders · pores



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

Lézerablációs (LA) és Lézer Indukált Bomlásspektroszkópiai (LIBS) műszerek




Applied
Spectra
LA/LIBS

Az Applied Spectra, Inc. olyan lézerablációs (LA) és lézer indukált bomlásspektroszkópiai (LIBS) műszereket kínál, amelyek megfelelnek az Ön elem- és izotópelemzési igényeinek. Műszereink a legnehezebb kutatási projekteket is képesek megoldani, rutinszerű elemzésekre is használhatók, és a legmodernebb szoftvercsomaggal és világszínvonalú tudóscsapatunk támogatásával rendelkeznek.



APPLIED SPECTRA

Transforming the way the world does chemistry



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu



天瑞仪器
Skyray Instrument

Skyray Explorer XRF

Hordozható XRF a Skyray
Instrument kínálatából



A hordozható műszerek tízéves kutatási és fejlesztési tapasztalatai alapján az EXPLORER kézi XRF fotoelektronikus, mikroelektronikai, félvezető, számítógépes és sok más technológiát alkalmaz, és kifejleszt egy új generációs kézi XRF-et.



labex@labex.hu




+36-1-206-2455



www.labex.hu


NEST®

Műanyag
fogyóanyagok
sejtbiológiai,
mikrobiológiai
és molekuláris
biológiai
alkalmazásokra,
valamint általános
laboratóriumi
műanyag
fogyóeszközök.



no
nerbe plus

Mikrobiológiai és klinikai
laboratóriumi műanyag
fogyóanyagok



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu



TRAJAN



Autosampler- és manuális fecskendők, GC-s
fogyóeszközök, GC kolonnák, gázszűrők,
szeptumok, linerek.



Whatman laboratóriumi szűrés-
technikai termékek (szűrőpapírok,
kapszulaszűrők, membránszűrők,
fecskendőszűrők)



labex@labex.hu



+36-1-206-2455



www.labex.hu

TERMÉKKÍNÁLATUNK

ÁLTALÁNOS LABORESZKÖZÖK

- Autoklávok
- Blokktermosztátok
- Centrifugák
- Chiller
- CO₂ inkubátorok
- Dewarok
- DO-mérők
- Elektromos sterilizők
- Folyadékadagolók
- Elszívófülkék
- Fragment analízátorok
- Folyadékadagolók
- Gázégők
- Gél dokumentációs rendszerek
- Hidrogénezők
- Homogenizátorok
- Hordozható szívórendszerek
- Hőlégt sterilizálók
- Hűtők, mélyhűtők, ultramélyhűtők
- Inkubátorok
- Ioncserélők
- Kaloriméterek
- Karl Fischer-titrátorok
- Kemencék
- Kémiai reaktorok
- Klímakamrák
- Kompresszorok
- KPG keverők
- Laboratóriumi pumpák
- Lamináris fülkék
- Life Science készülékek
- Liofilizálók
- Mágneses keverők
- Mérlegek
- Mikroszkópok
- Nedvességmeghatározók
- Oxigénbombák
- Ozmométerek
- Örlőgépek
- pH mérők
- Pipetták, pipettorok
- Rázógépek
- Reaktoredények
- Rotációs-vákuumbepárlók
- Syringe pumpák
- Száritószekrények
- Szitarázók
- Szűrőtechnikai eszközök
- Ténosztátszekrények
- Ultrahangos mosogatók
- Ultrahangos sejteltárók
- UV-transzilluminátorok
- Vegyszertárolók
- Vezetőképeség-mérők
- Vízfűtők
- Víz tisztítók
- Vortex-keverők

FOGYÓESZKÖZÖK

- Kromatográfias fogyóeszközök
- Mintatartó üvegek
- Műanyag fogyóeszközök
- Pipettahegyek
- Szűrők
- Üvegeszközök

FOGYÓESZKÖZÖK

◆ KROMATOGRÁFIA

- Flashkromatográfia
- Folyadék-kromatográfia (HPLC)
- Frakciószedők
- Gáz-kromatográfia (hordozható mini GC és laboratóriumi kivitelben is)
- Kromatográfias mintaelőkészítés (SPE)
- Kromatográfias szoftver (Clarity)
- Preparatív kromatográfia
- Preparatív - flash kromatográfia
- Szuperkritikus kromatográfias rendszerek (SFC)

◆ SPEKTROSKÓPIA

- Atomabszorpció (AAS)
- Atomfluoreszcencia (AFS)
- Mikrohullámú mintaelőkészítés
- Röntgenspektroszkópia (XRF, EDX / WDX)
- Spektrofotométerek (UV, Vis)

FIZIKAI VIZSGÁLATOK ÉS ESZKÖZEIK

◆ FELÜLET- ÉS BEVONATVIZSGÁLAT

- Felületi érdességmérők
- Gömbsüvegkoptató vizsgálók (calotest)
- Karcolásos vizsgálók
- Tapadásvizsgálók
- Tribométerek

◆ VISZKOZITÁSMÉRÉS

- Dinamikai viszkoziméterek (rotációs)
- Kinematikus viszkoziméterek (kapilláris, ejtőgolyós, kifolyópohár)
- Viszkoziméterfürdők
- Viszkozitásstandardok
- Speciális reológiai/reometriai megoldások

◆ RÉSZECSEMÉRLET-ELEMZÉS

Bővebb információért, árajánlatért lépjen velünk kapcsolatba! Olvassa be a QR-kódot!

* A QR-kód beolvasására fénykép készítésére alkalmas mobil eszköz, és QR-kód olvasóalkalmazás megléte szükséges.

SCAN ME

